



自己検査用グルコース測定器

プレシジョン エクシード

ひとつ上の安心を。

様々な患者さまが安心して使用できる血糖自己測定器。



干渉物質の
影響を
受けにくい

溶存酸素の
影響を
受けにくい

衛生的な
個別包装を
採用

血中ケトン体
測定も可能



その違い、明日につながる。

FreeStyle

 **Abbott**
A Promise for Life

「プレジジョン エクシード」は 患者さまの血糖自己測定における 様々な課題を解決します。



【プレジジョン エクシード 製品特長】

POINT : 1

使いやすいデザイン

大きな文字で見やすい液晶画面

持ち運びしやすいコンパクト設計

暗い場所でも見えるバックライト搭載

POINT : 2

簡単な操作性

校正不要

電極を挿入すると自動的に電源オン

ボタン操作で簡単に
最大450回分の測定結果・日時を確認

POINT : 3

少量検体・短時間測定

0.6 μ Lの少量検体

5秒の短時間測定

1.5 μ L、10秒で血中ケトン体を定量測定



「血糖値」と「血中ケトン体」
それぞれを、ひとつの測定器で測定できる。

プレジジョン エクシードに対応する電極は2種類。
それぞれの電極を活用すれば「血糖値」と「血中ケトン体」を1台の測定器で
簡単に測定することができます。

左パッケージ写真：G3b 血糖測定電極 スマートブルー 右パッケージ写真： β -ケトン測定電極Ⅲ

[製品情報]



プレジジョン エクシード

承認番号：22000BZX00851000

製品名	プレジジョン エクシード
製品番号	71085-80
包装単位	測定器1台・ポーチ
希望小売価格	13,500 円 (税抜)
JAN コード	4987439076362

[関連製品情報]



G3b 血糖測定電極 スマートブルー

承認番号：21500AMY00113000

製品名	G3b 血糖測定電極 スマートブルー
測定原理	GDH-NAD 酵素電極法
測定範囲	20-500mg/dL
検体量	0.6 μ L
測定時間	5 秒
ヘマトクリット値	30-60%
製品番号	25 枚：99619-70 / 30 枚：80224-70
包装単位	25 枚 / 30 枚
希望小売価格	25 枚：3,700 円 (税抜) 30 枚：4,440 円 (税抜)
JAN コード	25 枚：4987439076157 30 枚：4987439076164



β -ケトン測定電極 III

承認番号：22300AMX00567000

製品名	β -ケトン測定電極 III
製品番号	99623-70
包装単位	10 枚
希望小売価格	5,500 円 (税抜)
JAN コード	4987439076386

[プレジジョン エクシード / G3b 血糖測定電極 スマートブルー / β -ケトン測定電極 III：製造販売元]

アボット ジャパン株式会社

千葉県松戸市松飛台 278

[ポケットランセット™：製造販売元]

株式会社 旭ポリスライダー

岡山県真庭市三崎 860-2

[ポケットランセット™：発売元]

アボット ジャパン株式会社

本社 / 〒108-6305 東京都港区三田 3-5-27



ポケットランセット™ オレンジ

認証番号：221AFBZX00013000

深さ 0.5mm (28ゲージ)

製品名	ポケットランセット オレンジ
製品番号	70505-96
包装単位	26 本
希望小売価格	650 円 (税抜)
JAN コード	4987439076607

製品番号	70505-97
包装単位	31 本
希望小売価格	775 円 (税抜)
JAN コード	4987439076614



ポケットランセット™ ブルー

認証番号：221AFBZX00013000

深さ 0.8mm (28ゲージ)

製品名	ポケットランセット ブルー
製品番号	70505-93
包装単位	26 本
希望小売価格	650 円 (税抜)
JAN コード	4987439072371

製品番号	70505-94
包装単位	31 本
希望小売価格	775 円 (税抜)
JAN コード	4987439072388



ポケットランセット™ イエロー

認証番号：221AFBZX00013000

深さ 1.25mm (28ゲージ)

製品名	ポケットランセット イエロー
製品番号	70505-95
包装単位	31 本
希望小売価格	775 円 (税抜)
JAN コード	4987439072395

お客様
相談窓口

0120-37-8055

月曜日～金曜日・8:00～20:00
土・日曜日・祝祭日・12/31～1/3・8:00～17:00

Abbott
Diabetes Care